


CONSUMO MAX DI OSSIGENO

VO2 MAX

Misurazione del massimo consumo di ossigeno e parametri ventilatori





Dispositivo utilizzato: **Metabolimetro portatile Calibre Biometrics**



Grafico real time con tutte le metriche disponibili per analisi avanzate

Dati Misurabili

- Frequenza Respiratoria
- Ventilazione polmonare
- Consumo di ossigeno



- % Ossigeno espirato
- % Anidride carbonica espirata
- Frequenza cardiaca

L'analisi comparativa di queste metriche consente l'individuazione delle soglie di lavoro aerobiche ed anaerobiche nonché valutare lo stato di performance